

Byte av patientnära filter
vid COVID-19 patient

- Utrustning: nytt filter, skodd peang
- 2 (a+b) personer väl förtrogna med proceduren, repetera innan (ja, varje gång...)
- (a) Håll in *förlängd expiration*- säg “klar”
- (b) Klampa tuben med peang – “klar”
- (a) sätt resp i stand by – “klar”
- (b) Dela respslagnar, byter filtret, återansluter slangar och öppnar peang – “klar”
- (a) Trycker *starta ventilation*